

Rua Santa Catarina, 01
Prédio 3 – 2º Andar.
CEP 03086 020 São Paulo/SP
Fone 0XX11 6097 4462
Fax 0800156111

REDE DE SERVIÇOS PHILCO - RSP



Informação de Serviços

N.º	Data
RSP/TVC - 273/ 99	ABRIL/ 99
Agente de Serviço	Referência
OA	SELETORES DE CANAIS DOS MODELOS PCM-1451/ 2051

Informamos aos senhores técnicos que em alguns aparelhos dos modelos PCM-1451/ 2051, poderão encontrar seletores de canais de fabricação Philips (código UV 1336 B/A) e com alteração no valor do resistor R202 (SMD) de 27 K? para 5,6K??

Neste caso, ao receberem seletores da Itaotec Philco, verificar e efetuar a operação inversa.

Os números de séries que saíram com o seletor Philips são:

- **PCM-1451**
De 005312 a 009145;
- **PCM-2051**
De 007056 a 015522.

Atenciosamente

Suporte – Assistência Técnica